

- محفظه درن را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچه را ببندید.



- مراقب باشید درن از محل خارج نگردد.
- در آخر کلیپس را باز کنید تا مسیر درن باز شود.



- ✓ درن را می توانید داخل کیسه تمیز قرارداده و با خود حمل کنید.

نحوه ایجاد خلاء در درن و تخلیه ترشحات درن:

در صورتی که با درن هایی به شکل زیر مرخص شدید قبل از ترخیص، چگونگی تخلیه ترشحات و اندازه گیری مایع حاصل از درناژ را از پرستار یاد بگیرید. شستن دستها قبل و بعد از خالی نمودن درن ها اهمیت زیادی دارد.

- ابتدا مسیر درن را با کلیپس درن ببندید.



- بالای درن دو دریچه است، دریچه ای که به شلنگ وصل نیست را باز کنید.



- مایع داخل آن را درون درون ظرف سرم که درجه دارد بریزید و میزان درجه را خوانده و بر روی کاغذ یادداشت نمایید و مایع را در توالت تخلیه کنید .



مراقبت از درن یا وکیوم زخم

به لوله ها که در محل جراحی گذاشته شده است "درن" می گویند.

پزشک جراحی در حین عمل جراحی ممکن است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند.

باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر می کند و این خونریزی ها باید در صورت وجود از بدن به وسیله این لوله ها خارج شوند.

لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل می شوند تا خون در آنها جمع آوری شود.

این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج می شوند.





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیمارستان برکت امام خمینی

مراقبت از درن زخم



تهیه و تنظیم: ل.علینژاد

تحصیلات: کارشناس پرستاری

منبع: آموزش به بیمار و خانواده. بشری.

تاریخ تهیه: آذر ۱۴۰۰

BAREKAT-C -PAM

واحد آموزش سلامت

سایت بیمارستان برکت امام خمینی میانه:

Barakathosp.tbzmed.ac.ir

آموزش های خودمراقبتی در کلینیک ویژه پرستاری در

کلینیک تخصصی الزهراء میانه - هر روز صبح

نکته:

- در صورت خارج شدن درن از محل خود، روی محل درن یک گاز استریل گذاشته و به پزشک مراجعه کنید.
- دقت کنید که لوله ها دچار پیچ خوردگی نشوند.
- از فشار و خم شدن لوله ها خودداری کنید.
- محفظه جهت تسهیل درناژ ترشحات پایین تر از بدن قرار گیرد.
- درن همیشه باید در حالت خلاء یا شارژ قرار گیرد.
- داروها را طبق دستور پزشک استفاده کنید.
- جهت پیگیری درمان با پزشک معالج خود ملاقات داشته باشید.
- در مورد زمان کشیدن بخیه ها و تعویض بانسمان از جراح خود سوال کنید.

در صورت مشاهده علائم زیر فوراً گزارش دهید:

- تغییر رنگ ناگهانی درناژ
- قطع ناگهانی درناژ
- علائم و نشانه های عفونت (درناژ بدبو، افزایش درجه حرارت)